

カーペット・ピリング試験機 (ブラシ アンド スポンジ法)

Section. 28

Cat. No. AR-10

= 適応規格 = J I S L-1076

= 概 要 = 織物及び編物を本装置のブラシ並びにスポンジで試験布を摩擦しピル(毛羽立て)を発生させ、ピリング判定標準写真により等級判定を行うものです。

毛羽立ては、1.4texの長さ23.8mmのブラックナイロンを35.9mmごとに2列ずつ合計8列植毛したブラシと長さ152.4mm x 幅101.6mm x 厚さ50.8mmのセルローススポンジによって摩擦することでピルを発生させます。

= 仕 様 =

試 験 試 料 個 数 :	6 個
ブ ラ シ 板 偏 心 軌 道 :	直径 19 mm の円周軌道
ブ ラ シ 及 び ス ポ ン ジ 回 転 速 度 :	58 rpm
ブ ラ シ 板 :	1.4 tex ブラックナイロン 長さ 23.8 mm
ス ポ ン ジ 板 :	セルローススポンジ 152.4 (W) x 101.6 (D) x 50.8 (H) mm
試 料 寸 法 :	25 x 20 cm
タ イ マ ー :	0 ~ 12 分
モ ー タ ー :	40 W 減速モーター
電 源 :	AC 100 ± 10 V, 50 or 60 Hz



* 改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。