

# ライト・キャビネット

Section.25

Cat.No.CD-4

**= 用 途 =** 本色判定用ランプキャビネットは、織物や編物の色等を判定する装置で箱の上部には4種類の光源が装備されており、これらの光源は、室内を想定した光源並びに屋外を想定した光源があり、一般衣料はもとよりスポーツウェア等のアウター衣料測定用として幅広くご使用頂いております。

この光源を切り替える事により、ある一定の光の下での染色された織物や編物の色が、規定の色と同じかどうかを目視判定いたします。

規定の色と違った場合や染色斑があった場合などは、衣類(製品)になった時、大きなクレームを引き起こす為、染色仕上げされた時点でこのチェックを行う事が非常に重要なファクターとなります。

又、この装置に使用する光源(ランプ)は、家庭用ランプと同じく寿命があり、これまでの装置では、ランプ寿命を知る事は人間の目の判断となっていました。本装置は、積算時計を装備し、ランプの点灯時にはこの時計が働き、ランプの使用時間を知る事が出来るようになりました。

そしてこのランプ寿命を正確に知る事でより均一な色判定が可能となりました。

**= 特 徴 =** 一般・アウター織物、編物、絨毯、メリアス、靴下、フェルト、紙等の目視による色判定が行えます。

ランプは、4種類装備され目的にあった光源を選択する事ができます。

ランプ使用時間が、ランプ点灯時間積算計により知ることができランプ交換時期を正確に判断できます。

| 型 式 :       | C.A.C.60                        | C.A.C.120          | C.A.C.150      |
|-------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 外 寸 法 :     | 71WX42DX57Hcm                   | 130WX62DX78Hcm     | 156WX62DX78Hcm |
| 内 寸 法 :     | 68WX38DX36Hcm                   | 126WX59DX57Hcm     | 152WX59DX57Hcm |
| ランプ点灯時間 :   |                                 | 積算ランプ時間計装備         |                |
| ラ ン プ 種 類 : |                                 | D65, UV, TL84, F 光 |                |
| D65         | 20WX2 本                         | 40WX2 本            | 65WX2 本        |
| UV          | 18WX1 本                         | 18WX2 本            | 18WX2 本        |
| TL84        | 20WX2 本                         | 40WX1 本            | 65WX1 本        |
|             |                                 | 20WX1 本            | 20WX2 本        |
| F           | 40WX4 個                         | 40WX6 個            | 60WX6 個        |
| 電 源 :       | 単相 AC100V or AC220V 50 / 60Hz、1 |                    |                |



\* 改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。