

織物・編物厚み測定器

Section. 2

Cat. No. SE-14

= 概 要 =

本機はJIS L 1096 (一般織物試験方法)、JIS L 1018 (ニット生地試験方法) 及びISO 10012-1に規定されている厚み測定器です。

プレッサフットあるいは荷重を交換するだけで上記全ての規格(但し、プレッサフット10,000mm²、及び荷重0.1KPaの測定は除く)の試験が出来ます。

= 仕 様 =

- ・型 式：TH-2
- ・測定範囲：0.00～10.00mm
- ・最小目盛：0.01mm
- ・表 示：デジタル式
- ・厚さ計機能：オートZero機能
- ・プレッサフット昇降方式：リリース式
- ・プレッサフット寸法：50.5 mm (2000mm²) / 織物及び編物用
11.28 mm (100mm²) / 織物及び編物用
- ・荷重：0.3KPa (3gf/cm²) 50.5 mmプレッサフット使用時 / 有毛編地用
0.7KPa (7gf/cm²) 50.5 mmプレッサフット使用時 / 織物及び編物用
1.0KPa (10gf/cm²) 50.5 mmプレッサフット使用時 / 織物及び編物用
23.5KPa (240gf/cm²) 11.28 mmプレッサフット使用時 / 織物用
- ・試料台寸法：120W × 150Dmm
- ・付 属 品：収納木箱



* 改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。