

卓上型強力繊維切断機

Section.35

Cat.No.NP-23

= 概要 = 本機は、布、綿、スライバー、トウ等の少量のサンプルを精度良く、定長にカットする為に開発した装置で、従来機に比べ、切断トルクが焼く2倍、又、切断刃の厚みも約2倍と成っていますので、切断が難しい細い織度の糸もカット出来るように成りました。卓上型でカット長等の設定はタッチキーにて全て行う事ができます。

= 特徴 = 切断長は0.2mm単位で9999.8mmまで自由にデジタル設定できます。
切断長・切断数はLED表示されます。
切断設定数完了時にはアラームが鳴り自動停止します。
加工材料が無くなると、アラームが鳴り自動停止。
送りローラー上下連動式のため、スリップによる誤差が減少。



= 仕様 = 有効切断幅： 300mm
切断方式： シャー
切断長設定： 0.2～9999.8mm
送り方式： ゴムローラー上下駆動方式
カット精度： カット長 ±0.2%以内
送り速度： 3～30m/分
切断設定本数： 1～99、999
電源： AC100V 50Hz/60Hz 5A
本体重量： 40kg
本体寸法： 505×405×365mm

試料により、完全な切断が出来ない事もありますので、ご採用前にサンプルのご提供をお願い致します。

*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。